

FICHA TECNICA RECOLECTOR DE ORINA 24 HORAS



CODIGO: GC-FO-19E

VERSION: 01

Pagina 1 de 1

FECHA: Julio de 2017

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE	CEPILAB S.A.S	TELEFONO	444 26 45
DIRECCION	CRA. 81 No. 48A-53	NIT	900026670-2
CIUDAD	MEDELLIN		
CORREO ELECTRONICO	cepilab@une.net.co		
PAGINA WEB	www.cepilab.com.co		

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del Producto	Recipiente Recolector de Orina 24 Horas	
Nombre Comercial	Recolector de Orina 24 Horas	
Registro Sanitario	2018DM-0018165	
Usos	Toma de muestras de orina continua, en proceso de 24 horas.	
Composición	Tapa: 98% Polipropileno virgen, 2 % Masterbatch colorante para polímeros técnicos. Cuerpo: Polietileno de alta densidad.	
Características Por Atributos	Recipiente cilíndrico de boca ancha, de paredes traslúcidas(color blanco y ambar), flexibles e impermeables, provisto de tapa rosca. El cuerpo está graduado cada 100 cc. hasta los 3000. Poseen un asa que sobresale de su cuerpo cilíndrico y facilita su utilización. Con etiqueta para identificación de pacientes. Libre de patógenos y el sistema de producción garantiza la esterilidad del producto.	
Características Dimensionales	Capacidad Nominal: 3000 cc.	Capacidad Maxima: 3100cc.
	Altura(tapado): 286mm.	Peso aproximado: 98grs.
	Diámetro del cuerpo: 120mm.	Diámetro Externo boca: 82.5mm
Presentacion e identificación Comercial	Empaque : Bolsa por 30 Unidades. Etiqueta Adhesiva con información de datos: Paciente, Fecha de Inicio y hora, Fecha Fin y hora, lote y codigo de barras.	

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

- * Conservese en un lugar fresco y ,limpio , seco y sobre estibas
- * Uso para un solo paciente

REVISADO POR (Director Tecnico)

APROBADO POR (Jefe de Produccion)