

FICHA TECNICA FRASCO COPROLOGICO



CODIGO: GC-FO-19C

VERSION: 01

Pagina 1 de 1

FECHA: Julio de 2017

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE	CEPILAB S.A.S	TELEFONO	444 26 45
DIRECCION	CRA. 81 No. 48A-53	NIT	900026670-2
CIUDAD	MEDELLIN		
CORREO ELECTRONICO	<a href="mailto:cepilab@une.net.co">cepilab@une.net.co</a>		
PAGINA WEB	<a href="http://www.cepilab.com.co">www.cepilab.com.co</a>		

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

<b>Nombre del Producto</b>	Frasco Muestra parcial de Materia Fecal	
<b>Nombre Comercial</b>	Frasco Coprologico	
<b>Registro Sanitario</b>	2018DM-0018165	
<b>Usos</b>	Toma de muestras parciales de Materia Fecal , esputo o patología (usos secundarios)	
<b>Composición</b>	Polipropileno de inyección en el envase y tapa pigmentada a base de materias primas 100% originales (prime) para evitar desvirtuar los resultados.	
<b>Características Por Atributos</b>	Envase fabricado en polipropileno pigmentado en color blanco , tapa rosca con liner para evitar filtraciones, etiqueta con información del paciente y código de barras, empaque individual de polipropileno. Libre de patógenos y el sistema de producción garantiza la esterilidad del producto.	
<b>Características Dimensionales</b>	Dimensiones de la Tapa: Diametro de la Tapa: 3.8cm      altura: 1.2cm	
	Dimensiones del Frasco: Diametro del frasco: 3,4cm      altura: 2.9cm	
	Capacidad del Frasco: 20 CC	
<b>Presentacion e Identificación Comercial</b>	Empaque : Paquete x 100 und individual. Etiqueta Adhesiva con información de datos: Fecha,Nombre,# de orden, lote y codigo de barras.	

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO**

- \* Conservese en un lugar fresco y ,limpio , seco y sobre estibas
- \* Uso para un solo paciente

REVISADO POR (Director Tecnico)

APROBADO POR (Jefe de Produccion)