

FICHA TECNICA FRASCO CITOQUIMICO



CODIGO: GC-FO-19B

VERSION: 01

Pagina 1 de 1

FECHA: Julio de 2017

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE	CEPILAB S.A.S	TELEFONO	444 26 45
DIRECCION	CRA. 81 No. 48A-53	NIT	900026670-2
CIUDAD	MEDELLIN		
CORREO ELECTRONICO	cepilab@une.net.co		
PAGINA WEB	www.cepilab.com.co		

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del Producto	Frasco Muestra parcial de Orina	
Nombre Comercial	Frasco Citoquimico	
Registro Sanitario	2018DM-0018165	
Usos	Envase recolector de muestras parciales de orina.	
Composición	Polipropileno de inyección clarificado en el envase y tapa pigmentada a base de materias primas 100% originales (prime) para evitar desvirtuar los resultados.	
Características Por Atributos	Envase fabricado en polipropileno clarificado para evidenciar turbulencia, y definición visual de la muestra, tapa rosca con liner para evitar filtraciones, libre de patógenos y el sistema de producción garantiza la esterilidad del producto.	
Características Dimensionales	Dimensiones de la Tapa: Diámetro de la Tapa: 3.8cm	altura: 1.2cm
	Dimensiones del Frasco: Diámetro del frasco: 3.4cm	altura: 4.6cm
	Capacidad del Frasco: 33 CC	
Presentación e identificación Comercial	Empaque : paquete x 100 und a granel. Paquete x 100 und individual. Etiqueta Adhesiva con información de datos: Fecha, Nombre, # de orden, lote y código de barras.	

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

- * Conservese en un lugar fresco y ,Limpio, seco y sobre estibas
- * Uso para un solo paciente

REVISADO POR (Director Tecnico)

APROBADO POR (Jefe de Produccion)