

FICHA TECNICA GASA ESTERIL Y NO ESTERIL CURAPLUS



CODIGO: GC-FO-19

VERSION: 01

Pagina 1 de 1

FECHA: Julio de 2018

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE	CEPILAB S.A.S	TELEFONO	444 26 45
DIRECCION	CRA. 81 No. 48A-53	NIT	900026670-2
CIUDAD	MEDELLIN		
CORREO ELECTRONICO	<a href="mailto:cepilab@une.net.co">cepilab@une.net.co</a>		
PAGINA WEB	<a href="http://www.cepilab.com.co">www.cepilab.com.co</a>		

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

<b>Nombre del Producto</b>	Gasa en Tela No Tejida Esteril y No Esteril Curaplus
<b>Registro Sanitario</b>	INVIMA2017 DM-0017411
<b>Usos</b>	Limpieza, absorción de Heridas y Superficies Corporales.
<b>Composición</b>	Gasa en Tela No Tejida: Compuesta en hilaza de algodón Hidrofilico 100%,70% viscosa + 30% Poliéster.
<b>Características por Atributos</b>	Producto Desechable, de un solo uso, con mayor capacidad de absorcion y menos hilachas que la Gasa Tejida.
<b>Características Dimensionales</b>	Gasa no Tejida Estéril Tamaños: 7.5cm X 7.5cm y 10cm X 10cm doblado en 4 plieges Gasa no Tejida no Estéril Tamaños: 7.5cmX7.5cm y 10cm X 10cm doblado en 4 plieges.
<b>Presentacion Comercial</b>	Empaque : Caja x 20 sobres de 5 gasas Estéril cada una de 7.5X7.5, Caja x 20 sobres de 5 gasas Estéril cada una de 10X10. Paquete x 200 unidades de gasas No Estéril cada una de 7.5X7.5, Paquete x 200 unidades de gasas No Estéril cada una de 10X10.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

- \* Conservese en un lugar fresco y seco
- \* Uso para un solo paciente

REVISADO POR (Director Tecnico)

APROBADO POR (Jefe de Produccion)

