

FICHA TECNICA GORRO DE ORUGA



CODIGO: GC-FO-19

VERSION: 01

Pagina 1 de 1

FECHA: Julio de 2018

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE	CEPILAB S.A.S	TELEFONO	444 26 45
DIRECCION	CRA. 81 No. 48A-53	NIT	900026670-2
CIUDAD	MEDELLIN		
CORREO ELECTRONICO	cepilab@une.net.co		
PAGINA WEB	www.cepilab.com.co		

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del Producto	Gorro de Oruga Desechables	
Nombre Comercial	Gorro de Oruga Desechables	
Marca	Cepilab	
Registro Sanitario	No Requiere	
Usos	Se usa para protección en procedimientos realizados en hospitales, consultorios y centros de estetia. Para uso industrial, Fabricación de alimentos, Medicamentos, y laboratorios.	
Composición	Gorro de oruga en Tela no tejida y desechabe de Polipropileno de 13 SMS y protección de barrera microbiana	
Características Por Atributos	Color Azul y Blanco , Desechable. totalmente Respirable.	Tela
Características Dimensionales	Diámetro: 52 cm.	
Presentacion e identificación Comercial	Empaque : Bolsa x 100 und. Y Bolsa x 20 und. Etiqueta Adhesiva con información de datos: descripción.	

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

- * Conservese en un lugar fresco ,Limpio,seco y sobre estibas
- * Uso para un solo paciente

Silsio P. Pizarro

REVISADO POR (Director Tecnico)

[Signature]

APROBADO POR (Jefe de Produccion)