

FICHA TECNICA SUPER KIT CITOLOGICO



CODIGO: GC-FO-19

VERSION: 01

Pagina 1 de 1

FECHA: Agosto de 2017

DATOS DE LA EMPRESA

|                    |  |          |             |
|--------------------|--|----------|-------------|
| NOMBRE             | CEPILAB S.A.S  | TELEFONO | 444 26 45   |
| DIRECCION          | CRA. 81 No. 48A-53   | NIT      | 900026670-2 |
| CIUDAD             | MEDELLIN   |          |             |
| CORREO ELECTRONICO | <a href="mailto:cepilab@une.net.co">cepilab@une.net.co</a> |          |             |
| PAGINA WEB         | <a href="http://www.cepilab.com.co">www.cepilab.com.co</a> |          |             |

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Nombre del Producto</b>                     | Super Kit citológico  |  |
| <b>Marca</b>                                   | Cepilab   |  |
| <b>Registro Sanitario</b>                      | INVIMA 2015DM-0013931   |  |
| <b>Usos</b>                                    | Para procedimientos Ginecológicos, Exámenes y Citologías  |  |
| <b>Composición</b>                             | Citocepillo(RS 2015DM-0013931),Especulo(RS 2017DM-0001690-R1),Espatula(RS 2010DM-0005243,Lamina y Portalamina.y guante plástico.  |  |
| <b>Características por Atributos</b>           | Cito Cepillo: Cerdas suaves en Nylon Monofilamento Blanco Natural; Especulo: Poliestireno Cristal color Natural; TM Espatula tipo Ayre: Polipropileno de alta Resistencia Mecánica y Flexible, Lamina 75x25: Vidrio Transparente no corrosivo con bordes recortados y Portalamina. Libres de patógenos.                                   |  |
| <b>Características Dimensionales</b>           | Dimensiones del Cepillo: Largo Total: 186 ± 0.5 mm<br>Dimensiones del Especulo: Angulo de Apertura de 12 a 29 Grados; Longitud de ingreso: 80± 0.1 mm Ancho: 28,45± 0.1 mm Alto: 15,46± 0.1 mm<br>Dimensiones de la Lamina de 76mm de longitud X 25mm de ancho X 0.16mm de espesor<br>Dimensiones de la Espatula: Largo Total 158± 0.1 mm |  |
| <b>Presentacion e Identificación Comercial</b> | Empaque : Bolsa individual en caja X 100<br>Etiqueta Adhesiva con información de datos: Productos con sus Registros Sanitarios, Fecha de Fabricacion, Fecha Fecha de vencimiento, lote .  |  |

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

- \* Conservese en un lugar fresco y ,limpio , seco y sobre estibas
- \* Uso único, no reutilizable

REVISADO POR (Director Tecnico)

APROBADO POR (Jefe de Produccion)